

SALE

2017
4/1~6/30

細胞影像觀察好物優惠

Glass Bottom Dish 35 mm


- 操作更便利：從細胞培養到顯微鏡觀察一氣呵成！
- 影像更清晰：超薄底設計，底部厚度符合 No. 1.5 標準蓋玻片厚度，適用於各式高倍率顯微鏡技術 (Phase Contrast, DIC, Confocal 等)

產品規格

Diameter dish	35 mm
Volume	2 ml
Growth area	3.14 cm ²
Coating area using 400 μ l	3.7 cm ²
Diameter observation area	20 mm
Bottom glass	170 μ m (-10 μ m/ +20 μ m)

訂購資訊

Product Name	Pcs./Box	Cat. No.
Glass Bottom Dish, 35mm, sterilized	200	IB-81218-200
Glass Bottom Dish, 35mm, sterilized	800	IB-81218-800



ibidi.
cells in focus

9折

新品上市優惠

※不得與其它優惠合併使用

Immunofluorescence Chambers

- 由矽膠材質透明框架與玻片所組成，撕下框架輕鬆不費力，且不留殘膠！
- 可同時進行 3 / 8 / 12 組平行測試實驗。
- 3 well chamber 另提供專用玻片，可在節省抗體染劑用量 (150 μ l/well) 的同時仍保有大範圍觀察面積。
- 適合細胞培養與免疫螢光染色實驗使用，染色結果可以一般蓋玻片封片後長期保存。
- 適用於正立式及倒立式顯微鏡觀察。



ibidi.
cells in focus

買一送一





贈品不限同品項 · 買愈多送愈多

※不得與其它優惠合併使用

訂購資訊

Product Name	Pcs./Box	Cat. No.
3 Well Chamber, removable, sterilized	15	IB-80381
8 Well Chamber, removable, sterilized	15	IB-80841
12 well Chamber, removable, sterilized	15	IB-81201

3/8/12 well Chamber 細胞免疫螢光染色流程示意圖



伯森生物科技股份有限公司
Blossom Biotechnologies Inc.

伯森網站: blossombio.com 客服專線: 台北 0800-059668 台南 0800-259988
台北 (02) 2788-2121 新竹 (037) 581-106 台中 (04) 2323-3939 台南 (06) 235-6628 高雄 (07) 555-0764



LIT# DM201706