

優質細胞·精彩實驗

Stem Cells / iPS Cells / Primary Cells



更便利快速

輸入研究用人類細胞株，已免
向衛生福利部疾病管制署申
請許可，進口細胞更快速。

Stem Cells

- 豐富齊全的產品選擇：針對幹細胞研究，提供 iPS cells, MSCs, HSCs 等多樣化細胞產品、與細胞培養 (分化) 試劑選擇，歡迎洽詢伯森業務專員索取完整產品資訊。
- 穩定優異的細胞品質：來自美國 CET (Cellular Engineering Technologies) 與 ScienCell 所出品的細胞產品，皆通過嚴格的細胞鑑定實驗與生物安全性檢測。品質穩定優異，經多篇發表文獻採用。
- 快捷便利的訂購體驗：伯森具有多年豐富的細胞產品進口經驗，能提供您順暢便捷的訂購服務與技術支援。

Human iPS Cell Products

| Cat. No. | Description |
|----------------------------|---|
| iPS Cells | |
| CE-CET.IPS.FFHFF | Human Foreskin Fibroblast |
| CE-CET.IPS.FFAD | Human Adipose Mesenchymal Stem Cell |
| CE-CET.IPS.FFMP | Human Multipotent Stem Cell |
| CE-CET.IPS.FFAM | Human Amniotic Membrane Mesenchymal Stem Cell |
| CE-CET.IPS.FFCD34 | Human CD34+ Cord Blood Stem Cell |
| CE-CET.IPS.FFGAU | Gaucher Type 1 |
| CE-CET.IPS.FFCYSFIB | Cystic Fibrosis |
| CE-CET.IPS.FFCYST | Cystinosis |
| CE-CET.IPS.FFALZ | Alzheimer's |
| CE-CET.IPS.FFNPC-01 | Niemann Pick Type C - Male |
| CE-CET.IPS.FFNPC-02 | Niemann Pick Type C - Female |
| Vector & Medium | |
| CE-CET.IPS.ERK-01 | iPS Episomal Reprogramming Vector Kit |
| CE-CET.IPS.RPM-250 | iPS Reprogramming Media Kit |
| CE-CET.IPS.GMK-500 | iPS Growth Media Kit |
| CE-CET.DIFF.CMM-100 | Cardiomyocyte Differentiation Media |
| CE-CET.DIFF.NPCM-250 | Neural Progenitor Cell Induction Media |
| CE-CET.DIFF.DEM-250 | Definitive Endoderm Differentiation Media |
| CE-CET.DIFF.MDM-250 | Mesoderm Differentiation Media |

Human MSC Products

| Cat. No. | Product |
|-------------------------------|---|
| Mesenchymal Stem Cells | |
| SC-7500 | Human Bone Marrow-derived |
| SC-7510 | Human Adipose-derived |
| SC-7520 | Human Liver-derived |
| SC-7530 | Human Umbilical-derived |
| SC-7540 | Human Pulmonary -derived |
| SC-7550 | Human Vertebral-derived |
| SC-7140 | Human Amniotic-derived |
| SC-7150 | Human Chorionic-derived |
| Medium | |
| SC-7501 | MSC Medium |
| SC-7511 | MSC Medium-serum free |
| SC-7521 | MSC Medium-animal component free |
| SC-7531 | MSC Osteogenic Differentiation Medium |
| SC-7541 | MSC Adipogenic Differentiation Medium |
| SC-7551 | MSC Chondrogenic Differentiation Medium |


Other Stem Cell Research Products

| Cat. No. | Product |
|---------------------|--|
| CE-HAEC | Human Amniotic Epithelial Stem Cells |
| CE-HAEC.E.Media-450 | Placenta Stem Cell Expansion Media |
| CE-HMpC | Human Multipotent Cord Blood Unrestricted Somatic Stem Cells |
| CE-HMpC.E.Media-450 | Cord Blood Multipotent Media |
| CE-HCD34 | Cord Blood CD34+ |
| CE-CET.HSC.Media | Hematopoietic Cell Expansion Media |



Primary Cells

伯森精選推薦美國知名初代細胞供應商 ScienCell，可提供超過 100 種以上萃取自人類或動物 (包含：小鼠、大鼠、豬、馬、狗) 的初代細胞產品。每種細胞產品皆有專屬調配的細胞培養液可供選購，並貼心附上詳盡的培養條件說明，幫助研究者輕鬆建立初代細胞培養平台！歡迎洽詢伯森業務專員索取《產品訂購資訊》。



Human Normal Primary Cells

| Cell Type: A-H | Cell Type: K-M | Cell Type: N-P | Cell Type: S-U |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Adrenal Cortical Cells | Keratinocytes | Neural Stem Cells | Sertoli Cells |
| Annulus Fibrosus Cells | Keratocytes | Neurons | Schwann Cells |
| Astrocytes | Leydig Cells | Nucleus Pulposus Cells | Skeletal Muscle Cells |
| Cardiac Myocytes | Macrophages | Oligodendrocytes | Smooth Muscle Cells |
| Chondrocytes | Melanocytes | Osteoblasts | Stellate Cells |
| Endothelial Cells | Meningeal Cells | Pericytes | Synoviocytes |
| Epithelial Cells | Mesangial Cells | Perineurial | Trabecular Meshwork Cells |
| Fibroblasts | Mesenchymal Stem Cells | Preadipocytes | Trophoblasts |
| Hair Cells | Microglia | | Urothelial Cells |
| Hepatocytes | Mononuclear Cells | | |



ULA 3D Cell Culture Plates

針對 3D 細胞培養，美商 PerkinElmer 特別研發設計「Ultra-low attachment (ULA) plate」，具備極低貼附性表面，易於懸浮細胞培養及 3D 腫瘤球形成。



CellCarrier™ Spheroid ULA Plate
96-well U 型底部，易於細胞懸浮培養，性價比高。



GravityTRAP™ ULA Plate
獨創 SureXchange™ 結構搭配 96-well 錐形平底，有利於培養液更換及化合物加入，直徑 1mm 平底設計，適合細胞觀察。



GravityPLUS™ Hanging Drop System
由 GravityPLUS™ hanging drop plate 及錐形平底的 GravityTRAP™ ULA Plate 所組成，適用以懸滴法形成 3D microtissue spheroids。

| Cat. No. | Product |
|---------------|----------------------------------|
| PK-6055330 | CellCarrier™ Spheroid ULA Plate |
| PK-ISP-09-001 | GravityTRAP™ ULA Plate |
| PK-ISP-06-001 | GravityPLUS™ Hanging Drop System |
| PK-ISP-03-001 | GravityPLUS™ Plate |

※ 以上皆為 10pcs 包裝，另有其他包裝規格可選，請洽伯森業務專員索取訂購資訊。

