

SALE

2017
10/1~12/27

報導基因實驗再升級


覺得您的報導基因實驗耗時繁瑣、數據不佳嗎？伯森嚴選推薦的 Reporter Gene 系列產品，在提供優秀的偵測靈敏度的同時，還具有更簡便、更穩定、更超值等多項優點，讓您的實驗效率再升級！歡迎洽詢伯森業務專員。

Luciferase Reporter Assay Kits



由 PerkinElmer 公司所推出的 **lite** 系列 Luciferase 偵測試劑，具有多項優異產品特點，能滿足各類實驗需求！

- 穩定性佳、保存期限更長，回溶後於 -80°C 保存，較市面同質產品多兩個月至一年的保存期限（依產品不同）！
- 性價比高，較市面同質產品多 20% 的操作體積可使用（部分品項）！
- 靈敏度可達 femtogram (10^{-15} g) 等級以上。
- 成份不包含 DTT，無擾人臭味。
- 彈性設計，多種產品類型可選。



半價優惠

即日起《lite》系列 Luciferase 偵測產品全面半價！歡迎洽詢伯森業務專員索取詳細產品訂購資訊。
優惠截止日：2017年12月27日

優惠產品項目

twinlite ^{NEW} sensilite britelite plus neolite steadylite plus


產品包裝：100 assays, 1000 assays (based on 96-well microplate), 更大包裝請洽伯森業務專員

LacZ beta Galactosidase Detection Kits



- **高靈敏度**：能測得極低含量的 β -Galactosidase (5 copies of β -galactosidase per cell)。
- **兩種螢光受質可供選擇**：① **CUG** - blue dye (390/460 nm)，方便搭配 FITC-labeled antibody 進行細胞雙染實驗；② **FDG** - green dye (488/512 nm)。
- **應用彈性**：螢光讀取儀或流式細胞儀皆適用。

Cat. No.	Product
ab189815	FACS Blue LacZ beta Galactosidase detection kit (390/460 nm), 500 tests
ab189816	LacZ beta Galactosidase Intracellular Detection Kit (488/512 nm), 250 tests




SEAP Reporter Gene Assay Kit



- **完整保留細胞**：僅需吸取部分細胞培養液即可進行偵測，完全不需破壞細胞，細胞可完整保留供後續實驗使用！
- **靈敏度更佳**：利用化學冷光進行訊號偵測，大幅提升實驗靈敏度！
- **實驗快速**：可於 1 小時完成實驗！

Cat. No.	Product
ab133077	SEAP Reporter Gene Assay Kit (Luminescence), 300 tests



伯森生物科技股份有限公司
Blossom Biotechnologies Inc.

伯森網站 www.blossombio.com 客服專線 (台北) 0800-059668 (台南) 0800-259988
台北 (02) 2788-2121 新竹 (037) 581-106 台中 (04) 2323-3939 台南 (06) 235-6628 高雄 (07) 555-0764

