

abcam

90分鐘完成ELISA

甚至擁有更高的偵測靈敏度 — SimpleStep ELISA® kits

85折促銷優惠熱烈實施中 2018年3月20日截止

更快速

僅需單一清洗步驟，90分鐘就能完成ELISA實驗。

更靈敏

在75項人類及老鼠常見檢測蛋白的評比實驗中，有56項評比結果顯示 SimpleStep ELISA® 具有比同質ELISA kit 產品更優異的偵測靈敏度。

更精確穩定

使用 Abcam 專利 RabMAb® 重組兔源單株抗體，具備更強的親和力與特異性，能有效提升靈敏度與專一性，同時確保批次一致性，提供絕佳的實驗穩定性。

多元樣本相容性

使用非生物素 (biotin-free) 的特殊標記抗體進行偵測，不用擔心樣本中含有生物素或免疫球蛋白 (immunoglobulin) 干擾實驗。




Superior human PD-L1 quantitative assessment tool

Human PD-L1 SimpleStep ELISA Kit [28-8] (ab214565) has an increased sensitivity compared to leading competitor.

	Sensitivity (pg/ml)	Range (pg/ml)	Assay Time (minutes)
Human PD-L1 SimpleStep ELISA Kit (ab214565)	2.91	21.87 - 1400	90
Competitor	4.52	25.00 - 1600	270

Get sensitive quantification with one-step SimpleStep ELISA® kits

Human CXCL16 SimpleStep ELISA kit (ab187397) has an increased sensitivity compared to a conventional 3-step ELISA kit using a heterogeneous protocol.



SimpleStep ELISA® kits
詳細說明



SimpleStep ELISA® kits
動畫短片



SimpleStep ELISA® kits
中文產品目錄



網址 blossombio.com
客服 0800-059668

台北 (02) 2788-2121
台中 (04) 2323-3939

新竹 (037) 581-106
高雄 (07) 555-0764

台南 (06) 235-6628