

春季特惠



2020.MAR.16 - 2020.APR.30
伯森生技保有活動解釋之權利

德國 ibidi 細胞培養暨影像觀察耗材好禮優惠

μ -Slide, μ -Dish and μ -Plate

- 清晰精確的影像效果 — 超薄底設計，厚度符合 No.1.5 標準蓋玻片厚度，上高倍率顯微鏡觀察也沒問題。
- 優異的細胞培養特性 — ibiTreat 底部塗佈適合各類細胞貼附及生長。
- 化學耐受性佳 — 相容於多種常用固定試劑，例如：Methanol, Acetone, Paraformaldehyde 等。

細胞顯微影像觀察	免疫螢光染色	細胞傷口癒合試驗	細胞血管新生試驗	細胞趨化性試驗	細胞流體培養試驗
<ul style="list-style-type: none"> • μ-Dish • μ-Plate (24 Well, 96 Well) 	<ul style="list-style-type: none"> • Chamber, removable (3 Well, 8 Well, 12 Well) • μ-Slide (2 Well, 4 Well, 8 Well) 	<ul style="list-style-type: none"> • Culture-Insert (2 Well, 3 Well, 4 Well) • Culture-Insert 2 Well 24 	<ul style="list-style-type: none"> • μ-Slide Angiogenesis • μ-Plate Angiogenesis 96 Well 	<ul style="list-style-type: none"> • μ-Slide Chemotaxis 	<ul style="list-style-type: none"> • μ-Slide I Luer • μ-Slide III 3D Perfusion • μ-Slide VI

訂購 ibidi 耗材產品享 **A B** 好禮優惠方案 2 選 1

A 買3送1 - 訂購任4樣耗材產品，享價格最低者免費 **B 買2送2** - 訂購任2樣耗材產品，即可任選2個實用好禮(下方贈品區任選二)

贈品區



ibidi Mounting Medium



ibidi Mounting Medium with DAPI



ibidi Immersion Oil



Olaf Humidifying Chamber






TransIT-X2[®] 廣效型細胞轉染試劑買2送1

TransIT-X2[®] Transfection Reagent

- Plasmid DNA、siRNA/miRNA、Ribonucleoprotein (RNP) 皆可適用。
- 從一般細胞株至難以轉染的初代細胞，皆能提供高轉染效率。
- 適合 Co-transfection、CRISPR/Cas9 基因編輯等應用實驗。

優惠產品	包裝	訂購貨號	引用文獻
TransIT-X2 Transfection Reagent	1.5 ml	MR-MIR6000	

TransIT-X2[®] 轉染效率遠高於他牌產品，並且毒性低微！



買細胞享半價加購優惠，再送好禮

伯森提供完整豐富的細胞產品選擇，包含細胞株、初代細胞、穩定細胞株等。所有細胞產品皆通過嚴格的細胞型態鑑定與生物安全性檢測，確保您實驗結果的準確性與再現性。歡迎洽詢伯森業務專員索取細胞產品完整資訊。

凡訂購指定廠牌細胞產品，即可享半價加購「TransIT-X2[®] 廣效型細胞轉染試劑」或「ibidi 細胞培養暨影像觀察耗材」優惠，再送超值好禮（請向伯森業務專員確認您所適用的好禮方案）。



好禮方案 A

細胞買1送1，再加碼送實用細胞實驗試劑(下方贈品區任選一)

細胞培養基	培養基添加物	其他試劑
DMEM, High glucose	L-Alanyl-L-Glutamine solution (200mM), 100×	0.25% Trypsin solution
MEM	L-Glutamine solution, 100×	
RPMI 1640	Penicillin-Streptomycin solution, 100×	

好禮方案 B

送實用細胞實驗試劑(下方贈品區任選一)

常用試劑	細胞培養基	培養基添加物	融合瘤細胞試劑	其他試劑
D-HBSS	DMEM	Amphotericin B	HAT solution (50×	MTT
DPBS	DMEM/F12	D-Glucose	HT solution (50×	Poly-L-Lysine solution (10×
EBSS	IMDM	HEPES	b-Mercaptoethanol (1000×	Trypan Blue
HBSS	M199	NaHCO ₃		Versene solution
PBS	McCoy's 5A	Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B solution (100×		
	MEM			
	MEM-NEAA	Recombinant human insulin		
	MEMa	Sodium Pyruvate solution (100×		
	RPMI 1640			




qPCR指定優惠產品買1送1

PerfeCTa SYBR® Green FastMix (2X qPCR master mix)

- 在相同 Input 條件下，較它牌產品靈敏度更高。
- 使用便利，加入 DNA templates 和 Primers 即可上機。
- 提供 high ROX, low ROX, no ROX 等多種產品選項。
- 相容於主流 qPCR 設備。
- 支援快速和標準溫度循環 (thermal cycling)。

PerfeCTa SYBR® Green FastMix amplified the PKCA gene with higher efficiency and greater sensitivity than Invitrogen.



優惠產品

訂購貨號

PerfeCTa SYBR Green FastMix	QB-95072-012
PerfeCTa SYBR Green FastMix Low ROX	QB-95074-012
PerfeCTa SYBR Green FastMix ROX	QB-95073-012

※產品包裝：1250 x 20 µl rxns (10 x 1.25 ml)



純化膠體指定優惠產品第2件半價

應用實驗	優惠產品	產品規格	包裝	訂購貨號
Antibody purification	Protein A Agarose Resin	Particle: ~50-150 µm 4 % Agarose Capacity: ~25 mg human IgG/ml resin	10 ml	ABT-PA09-10
	Protein G Agarose Resin	Particle: ~50-150 µm 4 % Agarose Capacity: ~20 mg human IgG/ml resin	10 ml	ABT-4RRPG-10
His-tagged proteins purification	NICKEL NTA Agarose Resin	Particle: ~50-150 µm 6 % Agarose Capacity: ≥ 50 mg/ml resin	25 ml	ABT-6BCL-NTANI-25



電源供應器指定優惠產品買1送1

ELITE 300 plus Power Supply

- 提供穩定的電流與電壓輸出，及完善的安全保護裝置。
- 使用耐火材料打造，堅固耐用。
- 具斷電自動回覆記憶功能，並通過 CE 品質認證。

優惠產品

訂購貨號

ELITE 300 plus Power Supply, 120V, 50/60Hz	WT-1001005
--	------------





客製化合成服務好禮優惠

伯森擁有完善的**客製化服務**與**實驗代工**項目，包含**分子合成**（如基因合成或代製抗體）、**化合物標定**（如螢光或放射性同位素）、**客製化生物檢體**（如特定疾病或生理條件之組織切片或細胞等生物檢體）、**實驗代工檢測分析**（包含 IHC、ELISA、NGS）等，能夠為您省下條件測試時間，減輕儀器採買維護與人員教育訓練等資源成本，讓您可以更加專注地投入於研究設計與後續功能分析實驗中。歡迎洽詢伯森業務專員索取完整服務內容。



核酸合成服務

Morpholino Oligo 合成

Morpholino 反義核酸專一性高，適用於 Knock down、Splice modifying、microRNA blocking 等實驗。

Oligo 引子合成

DNA、RNA、LNA base 合成，超過 300 種修飾及標定，MALDI-TOF MS 確校品管，確保品質和產量。

基因合成

從數十 bp 至 1 Mbp 皆可合成，可針對點突變、高 GC 等特殊序列進行限制酶切點設計及基因構築，提供高品質 Plasmid DNA、Plasmid map 及定序報告。



蛋白質客製化服務

Peptide 胜肽合成

提供高品質的客製化胜肽合成服務，可選擇不同產量、純度及多種修飾。

Protein Expression 蛋白質表現

從基因構築、蛋白表現到蛋白純化，並具有多種表現系統選擇 (Bacteria, Yeast, Insect cells, Mammalian cells)，滿足各類蛋白質表現需求。

客製化抗體

提供多株抗體與單株抗體製備服務，從抗原片段設計分析、Peptide 合成、抗體製備、純化、至抗體品質與效能檢測。



實驗代工服務

IHC 免疫組織染色代工

使用臨床診斷等級 Leica 全自動 IHC 染片機執行染色，流程標準一致化，確保每批染色結果皆精確可靠。

ELISA 免疫分析服務

服務種類包含 ELISA 酵素免疫偵測、RIA 放射免疫偵測、以及 AlphaLISA 免疫偵測等。

NGS 次世代定序與生物資訊分析

提供專業基因體分析服務技術平台，可進行 NGS、Microarray 等高通量檢測與數據分析。



客製化合成服務好禮優惠

- A 核酸合成服務** - 訂購就送 *TransIT-X2®* 廣效型細胞轉染試劑 (100 μ l)
- B 蛋白質表現 / 客製化抗體合成服務** - 訂購就送 *Western Lightning™* ECL Pro 進階款長效冷光試劑 (170 ml + 170 ml)

