



# 最可靠的優質胎牛血清

## Select Grade FBS

Avantor® Seradigm Select Grade FBS 是獲得美國農業部 (USDA) 認證批准的美國製造胎牛血清，血清源自世界衛生組織列為「狂牛症風險可略 (Negligible BSE Risk)」的南美國家，自源頭即嚴格把關血清來源安全性。全程採 <5°C 低溫製程，能完整保存血清中的營養成分。嚴謹的製程環境 (Class 100 無塵室) 與壹次性過濾耗材 0.1 μm 濾膜連續三次過濾的高規格處理步驟，可有效消除環境與批次間交叉污染的疑慮，確保血清優質的批次穩定性與培養特性，為您的細胞培養實驗提供長期可靠的保障！完整產品資訊與最新活動訊息，歡迎洽詢 VWR (part of Avantor) 台灣代理 — 伯森生技。

Cat No	Product	Size	Lot No	Exp Date
<a href="#">VW-89510-186</a>	Avantor® Seradigm Select Grade Fetal Bovine Serum (FBS)	500 mL	190B20	08/2025

### 卓越品質

Endotoxin <0.05 EU/mL\*  
Hemoglobin 13.4 mg/dL\*

\*目前批號 190B20

### 清澈無雜質

全程低溫製程  
良好保存天然養分  
血清清澈無雜質

### USDA 認證

美國農業部認證批准  
確保優質細胞培養特性  
與良好的批次穩定性

### 多篇頂尖期刊文獻採用

廣泛適用於各種細胞培養實驗

A549  
*Nat Commun.* 2021 Sep 17;12(1):5509.  
PMID: [34535656](#)

hMSC  
*Cell Stem Cell.* 2021 Mar 4;28(3):514-523.e9.  
PMID: [33621486](#)

C2C12  
*Nat Commun.* 2020 Nov 18;11(1):5883.  
PMID: [33208732](#)

HEK293T  
*Cell.* 2021 Apr 29;184(9):2372-2383.e9.  
PMID: [33743213](#)

HeLa, Vero  
*Cell Rep.* 2019 Mar 19;26(12):3380-3390.e5.  
PMID: [30893609](#)

Mouse Splenocytes  
*Biomater Sci.* 2020 Mar 31;8(7):1897-1909.  
PMID: [32026891](#)

HEK-293T, MC38  
*Cancer Immunol Res.* 2021 Aug 30.  
PMID: [34462284](#)

H1299  
*Cell Rep.* 2018 Dec 4;25(10):2919-2934.e8.  
PMID: [30517876](#)

Epimastigotes of *T. cruzi* Y strain  
*Front Cell Infect Microbiol.* 2020 Jan 17;9:445.  
PMID: [32010635](#)