

更明亮 · 更便利

覺得您的 Luciferase 報導基因實驗耗時繁瑣、數據不佳嗎？
特別推薦由 Revvity 設計開發的【Lite™系列報導基因偵測套組】，
再維持高靈敏度的同時還更穩定、簡便、超值，讓實驗效率再升級！



Lite™ 系列產品優勢

- 不含DTT，操作安全，無惱人氣味。
- 穩定性佳，短期內使用可於4°C保存，不影響性能
- 步驟簡單、不用Wash，僅需混合試劑待反應後即可讀盤
- 96-, 384-, 1536-well 皆可適用，可用於High throughput screening

凡購買熱賣品項
twinlite™ glow 或 britelite™ plus

即日起至
03/31

享單件**7折**或**買一送一**

限量**40**件，送完為止

熱賣品項



twinlite™ glow | Cat# PK-6016796

- 訊號穩定，擁有長達2小時以上的訊號半衰期
- 可偵測 Firefly & Renilla luciferase



britelite™ plus | Cat# PK-6066766

- 靈敏度高訊號強，低冷光訊號也可以偵測
- 製備簡單，只需單一步驟
- 0.5小時的訊號半衰期，適合需要接續其他處理方法的應用



Lite™ 系列報導基因
偵測套組介紹

Lite™ 系列報導基因偵測套組全系列

產品名稱	twinlite glow	twinlite	sensilite	britelite plus	neolite	steadylite plus
偵測目標	Firefly & Renilla luciferase	Firefly & Renilla luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase	Firefly luciferase
訊號靈敏度	Ultra High	Ultra High	Ultra High	Very High	High	Moderate
訊號半衰期	2 hours	Flash	Flash	0.5 hour	2.5 hours	4-5 hours
實驗流程	3個步驟	3個步驟	2個步驟	單一步驟	單一步驟	單一步驟
訂購貨號	PK-6016796 (100 assays)	PK-6066706 (100 assays)	PK-6066726 (100 assays)	PK-6066766 (100 assays)	PK-6016716 (100 assays)	PK-6066756 (100 assays)

